

## Marq17 : algorithme One !

La technologie cochléaire de Beltone One ! a l'ambition de reproduire au mieux le fonctionnement de l'oreille, pour s'accorder harmonieusement aux besoins du malentendant, au point de ne faire qu'un avec lui.

- Traitement rapide du signal pour reproduire le fonctionnement naturel du système auditif.
- Faisceau directionnel intelligent pour favoriser la parole dans le bruit.
- Système anti Larsen rapide et adaptatif en opposition de phase pour un gain maximal sans sifflement.
- Suppresseur de bruit par soustraction pour renforcer l'émergence du signal vocal.

## Marq9 : algorithme LINQ

L'intelligibilité optimisée : Beltone LINQ, même dans des situations sonores difficiles, permet une audition confortable... LINQ analyse automatiquement l'environnement sonore, détecte la parole et s'ajuste alors sur les fréquences de celle-ci pour permettre de se « focaliser » sur la conversation. Beltone LINQ est capable, par ailleurs, « d'écraser » les sons parasites. Il vous permettra ainsi de renouer le lien grâce à :

- une meilleure compréhension de la parole dans le bruit ;
- une audition confortable aussi bien des sons doux que des sons très forts.

## Votre audioprothésiste, partenaire de votre bien-entendre.

Contours classiques, ouverts, à écouteur déporté, intras conduit, canal, CIC : il existe une aide auditive pour vous. Votre audioprothésiste est un professionnel expérimenté qui sait évaluer avec précision votre audition et vous proposer la solution la mieux adaptée à votre cas particulier. N'hésitez jamais à le consulter et à lui demander conseil

CACHET DE L'AUDIOPROTHÉSISTE.

PhCPT 06/07

*Beltone*  
marq

La discrétion intelligente




- Les plus petits contours existants
- Autonomie exceptionnelle
- Très large plage d'application

La discrétion intelligente

# Marq17 ou Marq9,

2 types d'aides auditives avec 2 traitements du signal sonore, pour couvrir des pertes auditives légères à modérément sévères.



## Transparence esthétique

- Les plus petits boîtiers existants
- Des couleurs pour se faire oublier
- Courbure épousant l'oreille

## Puissance des algorithmes One ! et LINQ

- Intensificateur vocal : la technologie cochléaire
- Modulateur sonore : la meilleure intelligibilité

## Qualité de conception

- Facilité de changement des coques
- Double verrouillage de l'écouteur
- Double protection micros et écouteur

## Acceptation immédiate

- Confort de port (poids, ultra mince)
- Essais facilités

